

DE410-2D Sammler für Eisenfeilspäne 02

Zum einfachen Aufsammeln von
Eisenspänen, Eisenpulver sowie
Eisennägeln.

Ferritmagnet (80 x 40 x 15 mm) in
Schutzschalen aus Kunststoff
Auffangschale: 100 x 73 x 8 mm
Masse: ca. 260 g




Der Sammler wird an einer Längsseite leicht
angehoben.

In dieser Lage wird über die Fläche verstreuter
Eisenspäne gestrichen.



Dabei zieht ein starker Ferritmagnet die Späne in
eine transparente Kunststoffschale.



Sobald die Späne eingesammelt sind, wird der Sammler
umgedreht und der Magnet von der Schale abgezogen.



Die gesammelten Eisenspäne können nun problemlos in die Streudose
zurückgeleert werden.
Durch leichtes Klopfen wird die Schale komplett geleert.